

# Megazyme

---

## 抗性淀粉控制 试剂盒

K-RSTCL 02年6月



©Megazyme International Ireland 2002年版权所有

## 抗性淀粉对照:

1. **普通玉米淀粉。**  
0.67% (按现状计算);  
含水量为13.6% (包装时)。
2. **高直链淀粉玉米淀粉 (天然)。**  
36.7% (按现状计算);  
含水量为12.3% (包装时)。
3. **Actistar (一种通过木薯淀粉的酶改性产生的抗性淀粉材料)。**  
48.3%w/w RS; (“现状”基础);  
水分含量为8.7% (包装时)。
4. **马铃薯淀粉 (天然)**  
63.4% (按现状计算);  
含水量为12.3% (包装时)。
5. **干四季豆**  
4.7%卢比w/w (“现状”基础);  
水分含量约为2% (包装时)。



Megazyme International Ireland,  
布雷商业园, 布雷,  
爱尔兰威克洛  
公司

电话: (53.1) 286 1220

传真: (53.1) 286 1264互联网:

电子邮件:

[www.megazyme.com](http://www.megazyme.com)  
[info@megazyme.com](mailto:info@megazyme.com)

---

### 无担保

据我们所知, 本手册中包含的信息是真实和准确的, 但由于使用条件超出我们的控制范围, 因此对于可能提出的任何建议或建议, 或任何使用不会侵犯任何专利, 不提供或暗示任何保证。